

Disfrute de actividades acuáticas con el kit sumergible para Neuro 2



Robusto y totalmente impermeable

Gracias al kit sumergible para Neuro 2, los usuarios pueden disfrutar de una amplia gama de actividades acuáticas, desde nadar y jugar en la piscina, hasta navegar y hacer rafting. La cubierta de silicona totalmente impermeable y reutilizable se coloca sobre el procesador de sonido Neuro 2 y permite a los usuarios sumergirse completamente, sin preocuparse por su procesador de sonido Neuro 2.

Disfrute en el agua

Hecho a medida para Neuro 2, el kit sumergible es útil para usuarios de todas las edades y en muchas situaciones. Permite que los niños puedan oír a su instructor de natación durante las clases, que los entusiastas del aire libre puedan participar en actividades acuáticas y que los padres puedan comunicarse con su hijo en el agua. Donde quiera que lo utilice, el kit sumergible permite a los usuarios sentirse incluidos y conectados a su entorno durante las actividades acuáticas.

Para agua salada, agua dulce, piscinas cloradas o el agua con jabón del baño

El kit sumergible ha sido probado exhaustivamente para resistir muchas situaciones diferentes, como todos los dispositivos y accesorios de Oticon Medical. Esta resistente solución puede utilizarse en todos los tipos de agua, por ejemplo, en el mar, en piscinas, en ríos de agua dulce, en la bañera o la ducha. También proporciona una gran protección contra el polvo y los ambientes húmedos.

El kit sumergible proporciona una protección impermeable completa a profundidades de tres metros durante un máximo de dos horas y está diseñado para soportar la exposición a:

- Luz del sol
- Sudor
- Altos niveles de humedad
- Cremas solares
- Champús y acondicionadores



Los detalles marcan la diferencia

Cada detalle del procesador de sonido Neuro 2 ha sido creado con una calidad artesanal superior. El dispositivo está diseñado para ser fino y pequeño y, al mismo tiempo, resistente y fiable. El procesador de sonido Neuro 2 cumple con el estándar IP68 de protección contra el agua y el polvo, la clasificación más alta en dicha categoría.



Este alto nivel de protección garantiza que el procesador de sonido no se dañará si se expone accidentalmente al agua a profundidades de hasta un metro durante 30 minutos.

Dese un chapuzón con confianza

Para mantener el kit sumergible en su sitio, incluso al realizar actividades acuáticas dinámicas, cada kit dispone de tres soluciones de retención diferentes. Todas ellas están diseñadas para ayudar a prevenir que el kit sumergible se caiga o se pierda.

Retención para tapones

La solución de retención para tapones se coloca dentro del oído para mayor seguridad. Esta solución de ajuste instantáneo está disponible en cuatro tamaños estándar para ambas orejas.

Tubos de retención

El tubo de retención está fabricado en material transparente para disfrutar de una mayor discreción, y se adapta a orejas de todos los tamaños. Se puede utilizar con todo tipo de trajes de baño, ya que no tiene que ir sujeto a ninguna prenda.

Cuerda de seguridad fina

Esta línea de seguridad es una buena solución para trajes de baño de una sola pieza y chalecos de buceo y está hecha en un material transparente para mayor discreción.

Funda sumergible
De silicona para un ajuste cómodo y suave. Transparente para que pueda seguir viendo las luces LED.



Antena sumergible
Antena azul oscuro con cable integrado

Acerca del kit sumergible

- Compatible con baterías recargables grandes y pequeñas
- Un juego incluye dos fundas sumergibles
- Cada funda sumergible puede utilizarse durante un año o 50 veces, lo que ocurra primero
- Viene con un práctico y compacto estuche de almacenamiento
- Disponible en 10 variantes distintas con diferentes combinaciones de fuerza de imán y tipo de antena.
- Incluye tres soluciones de retención estándar

Dígaselo a sus clientes

- Disfrute de actividades acuáticas gracias al kit sumergible para Neuro 2
- El kit sumergible ofrece protección total durante dos horas a profundidades de hasta 3 metros
- Esta resistente solución puede soportar la exposición a la luz solar, el sudor, altos niveles de humedad, cremas solares, champú y acondicionador, así como a todo tipo de agua.
- Apto para todas las edades



Visite [oticonmedical.com](https://www.oticonmedical.com) para ver el vídeo sobre cómo utilizar el kit sumergible